

呼吸防护口罩使用说明书

该产品按照 GB2626 法规生产，适用于防护非油性颗粒物。

该呼吸防护用品采用无纺布材料生产，配件包括

部件	材料
过滤层	聚丙烯熔喷棉
鼻梁条	铝制易塑形
鼻部海绵	聚酯发泡海绵
9501 耳带	氨纶编织耳带，更舒适
9503 头带	橡胶，不含乳胶

【注意事项】

1、始终确保完好的产品状态为：

-适用用途；

-正确佩戴；

-在颗粒物污染暴露环境中持续佩戴；

-必要时更换。

2、正确选择、了解、使用和适当维护对于保护穿戴者免受某些空气传播污染物的影响至关重要。不遵守口罩使用说明，可能会对佩戴者的健康造成不利影响，有可能导致严重或危及生命的疾病或永久性残疾。

3、为了适合和正确使用，请遵守当地法规，请参阅所提供的所有信息或联系安全专业人员。

4、产品不包含由天然橡胶乳胶制成的组件。

5、产品不能防止气体/蒸气。

6、请勿在氧气含量低于 19.5% 的环境中使用。

7、请勿用于呼吸防护，以防未知或立即威胁生命和健康的大气污染物/浓度（IDLH）。

8、请勿与胡须或其他胡须一起使用，胡须或其他胡须可能会阻止面部与产品之间的接触，从而导致密封不良。

9、请勿在爆炸性环境中使用设备。

10、如果发生以下情况，请立即离开受污染的区域：

-呼吸变得困难。

-出现头晕或其他困扰。

11、如果产品损坏，呼吸阻力过大或轮班结束时，请丢弃并更换产品。

12、【警告】该产品不可重复使用，不应清洗、重复使用或使用超过一班。

13、请勿更改，修改或修理该产品。

14、使用前，请务必检查产品是否在规定的有效期内。

【使用方法】

戴口罩之前，请确保双手清洁。

每次使用前，请检查保质期和损坏情况。

1. 双手各执一个耳带，确保鼻夹在面罩的上部。

2. 将耳带放在耳朵上。

3. 双手调整鼻夹以适合佩戴者的鼻梁。

4. 进入工作场所之前，检查鼻子和下巴周围是否正确形成了面部密封。

5.如果气嘴周围漏气，请重新调节鼻夹以消除漏气。 重复检查。
如果无法正确佩戴，请勿进入危险区域！

【保存和运输】

该产品的保质期为3年。 有效期标在产品包装上。 产品应在清洁，干燥条件下存储，湿度不高于为50%。

储存或运输本产品时，请使用提供的原始包装。

【生产企业】

太原市罗塞塔石生物技术有限公司

太原市尖草坪区西塋乡西塋村北后街5号

电话 0351-2154531

www.biotechrs.cn